



### Aiguilles sécurisées pour stylo à insuline - Unifine® SafeControl® - Owen Mumford - Boite de 100

Permet de s'assurer que la dose de médicament requise est délivrée à chaque patient.

UNIFINE® SafeControl® est une aiguille pour stylo sécurisée à activation uni-manuelle destinée à être utilisée avec des stylos injecteurs pour l'injection de médicaments dans le cadre du traitement du diabète.

L'aiguille UNIFINE® SafeControl® dispose d'un mécanisme manuel qui recouvre l'extrémité patient de l'aiguille ainsi que l'extrémité non patient pour éliminer les risques d'accidents d'exposition au sang. La languette de sécurité est poussée manuellement après utilisation, ce qui sécurise l'extrémité de l'aiguille patient et non patient après utilisation. C'est un dispositif stérile à usage unique qui dispose d'un grand capuchon vert pour se protéger du risque de piqûre avant l'injection. L'opercule doit être retiré du dispositif puis l'aiguille vissée sur le stylo. L'opercule est coloré pour identifier rapidement la longueur utilisée.

UNIFINE® SafeControl® a été brevetée auprès de l'Office Européen des brevets : EP 3 193 989 B1

#### Dispositif d'injection comprenant :

- Un corps configuré pour être fixé de manière amovible à un dispositif d'injection en utilisation
  - Une aiguille à double extrémité supportée par le corps
  - Un protecteur d'aiguille à actionnement manuel couplé au corps et agencé pour un mouvement axial relatif par rapport au corps
- 
- Aiguille de haute précision avec un triple biseau pour une force de pénétration réduite. Elle est dotée de la technologie Paroi Fine pour un flux d'insuline optimum.
  - Traitement anti-coring pour un perçage net.
  - Un silicone de haute qualité est utilisé pour obtenir une faible force de glissement.

Compatible avec la plupart des stylos d'injection disponibles sur le marché: Astra Zeneca, Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, Owen Mumford.

Disponible en 30G 5 mm et 8 mm.

Emballage individuel stérile.  
Stérilisation Rayon Gamma.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*