



### Ampoule de rechange Xhl 041 pour lampe combinée 2000 Halogène - 2.5 V - Compatible Heine

Ampoules de rechange compatible Heine pour lampe combinée

Ampoule de rechange de haute qualité pour l'otoscope à fibre optique Heine Mini 3000™ est conçue pour:

- Fournir la température de couleur idéale dans le diagnostic pour lequel l'instrument est prévu.
- Assurer un juste équilibre entre l'intensité de l'éclairage et la couleur réelle des tissus, pour le diagnostic le plus sûr.
- Assurer une grande longévité, et un rapport optimal: qualité-prix / efficacité.
- Performances optiques : Les performances de chaque instrument optique HEINE, dépendent de l'ampoule qui l'alimente. Les lentilles de concentration de faisceau, incorporées au verre de l'ampoule, la position précise du filament, et la garantie d'une lumière homogène sont autant de gages pour assurer le fonctionnement optimal de votre instrument HEINE.
- Procurer un faisceau homogène et de qualité pour un fonctionnement optimal de votre otoscope.