

## FICHE TECHNIQUE

### **Bassidoux® - Bassin avec une ergonomie respectant la morphologie du patient**

Le premier bassin de lit ergonomique pour un confort optimal et une manipulation sécurisée

**Résultat de 10 ans d'observations et de recherches auprès des patients et des soignants, nous vous proposons de découvrir Bassidoux®, le premier bassin de lit respectant réellement le confort et la morphologie du patient alité.**

De forme totalement différente des bassins de lits classiques ou des autres bassins ergonomiques, le Bassidoux® est un dispositif médical conçu pour offrir un confort optimal aux patients alités tout en facilitant le travail des soignants.

Il permet l'évacuation de l'urine et des selles, tout en minimisant les risques de douleurs et de chute, souvent liés à une mauvaise manipulation.

- Confort apporté aux patients
- Évite le risque de chutes et de douleurs
- Évacuation de l'urine et des selles du patient alité
- Soulève, soutient les cuisses du patient



-----

**Conception ergonomique :** Grâce à sa cavité avant spécifique et son design innovant, le Bassidoux® assure une utilisation prolongée sans risque d'escarres. Contrairement aux bassins plats classiques, il permet au bassin du patient de pivoter de 10° vers l'arrière, pour une posture naturelle et confortable.

**Adapté à la morphologie :** Avec un écartement des cuisses de 16° et une position sacrum optimisée, il garantit une position anatomiquement adaptée, réduisant les tensions pour le patient.

**Manipulation facilitée :** Les poignées latérales intégrées permettent aux soignants de manipuler le bassin en toute simplicité, tout en permettant au patient d'ajuster sa position en toute sécurité.

#### **Caractéristiques techniques :**

Matériau : Polypropylène médical haute résistance

Dimensions : 40 cm x 30 cm x 10 cm

Poids du Bassidoux® : 500 g

Position inclinaison bassin : 10°

Écartement cuisses : 16°

Contenance : 2,5 litres

Poids maximum supporté : 220 kg

Entretien :

Eau chaude + détergeant habituel ou autoclave 140°C

**Garantie :**

2 ans contre tout vice de fabrication.

**Avantages :**

- \* Confort supérieur pour les patients alités
- \* Réduction des douleurs grâce à une posture naturelle
- \* Manipulation aisée pour les soignants
- \* Conception hygiénique facilitant le nettoyage

**Modes opératoires :**

Patient valide - par rétroversion du bassin :

Lors de la rétroversion du bassin, demandez au patient de soulever ses hanches. Positionnez le Bassidoux® sous ses fesses. Si nécessaire, accompagnez-le en plaçant votre main sous ses reins pour l'aider.

Patient à mobilité réduite :

Invitez le patient à se positionner sur le côté, soit face à vous, soit dos à vous, selon le cas. Il peut utiliser la barre latérale du lit pour se stabiliser. Maintenez le patient dans cette position d'une main et, de l'autre, glissez le Bassidoux® sous ses fesses. Si nécessaire, ajustez la position du bassin pendant que le patient se remet sur le dos.

Dispositif médical certifié en tant que produit de santé réglementé