



Casaque chirurgicale opératoire - Dos croisé - 35gr/m2

Casaque stérile et étanche garantissant une barrière efficace contre le risque d'infections.

Casaque à manches longues, portée par-dessus la tenue, destinée à la protection du personnel opératoire et à la prévention des contaminations infectieuses opératoires.

- Casaque chirurgicale
- Conforme à la norme NF EN 13795-1 : 2019 : Champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc, utilisés en tant que dispositifs médicaux pour les patients, le personnel et les équipements
- Stérile
- Avec dos croisé
- Manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité
- Poignet en jersey élastique
- Fermeture sur le col par bandes agrippantes Velcro
- Longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure
- Excellente barrière

La casaque standard est conditionnée sous double emballage, sachet Papier/PE et emballée dans un champ.

On retrouve :

- 2 essuies mains de dimensions 30 x 33 Cm
- 1 casaque stérile : présentée en pliage inversé afin d'assurer une technique d'habillage aseptique en non tissé en SMS (couche de Spun Meltbrown Spun) de 35 gr/m2
- Manchette en jersey élastique
- Fermeture croisée sur l'arrière par lacet
- Fermeture sur le col par Velcros
- Couture sur le col et les aisselles
- Double soudure des manches à l'ultrason

Stérile : oui par Oxyde d'éthylène

Couleur : bleue

Matériaux :

- Non tissé en SMS (couche de Spun Meltbrown Spun) de 35gr/m2
- Jersey

Tailles disponibles :

- Taille L : 120 cm de hauteur
- Taille XL : 130 cm de hauteur

Dispositif médical de Classe I stérile, conforme à la directive 93/42/CE

Condition de conservation :

À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, dans un endroit sec et à l'abri du soleil

Durée de la validité du produit :

Habillage :

- Ouverture de l'emballage et ensuite du champ par un aide
- L'opérateur prend les essuies mains
- Grâce au pliage inversé, l'opérateur prend la casaque au niveau des manches et la déplie devant lui
- Un aide enfile la casaque, ferme le col et noue les liens dans le dos de l'opérateur
- L'opérateur peut enfiler ses gants
- L'opérateur tend le lien à l'aide
- L'aide prend le carton, rabat la casaque et redonne le carton à l'opérateur.
- L'opérateur récupère le lien, l'aide détache le carton, l'opérateur peut nouer les liens sur le devant de la casaque