

## FICHE TECHNIQUE



### Casaque chirurgicale opératoire renforcée - Dos croisé - 43gr

Casaque stérile et hautement imperméable, renforcée au niveau des avant-bras et du plastron

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection qu'une casaque standard

Tenue vestimentaire à manches longues, portée par-dessus la tenue, destinée à la protection opératoire et à la prévention des contaminations infectieuses opératoires.

Elle comporte des zones renforcées (plastron et avant-bras) pour les interventions humides

- Conforme à la norme NF EN 13795-1 : 2019 : Champs chirurgicaux, casaques et tenues de protection que dispositifs médicaux pour les patients, le personnel et les équipements
- Stérile avec dos croisé
- Manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité
- Poignets en jersey élastique
- Fermeture sur le col par bandes agrippantes Velcro
- Longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure
- Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film M
- Garantit une excellente imperméabilité aux liquides.

La casaque renforcée est conditionnée sous double emballage, sachet Papier/PE et emballage

#### On retrouve :

- 2 essuies mains de dimensions 30 x33 Cm
- Plastron élargi sur le thorax (60 cm) et sur la hauteur (110 cm)
- Double soudure des manches avec nouveau procédé de soudure
- Couture sur le col et sous les aisselles
- 1 casaque stérile présentée en pliage inversé afin d'assurer une technique d'habillage a
- en SMMS (couche de Spun Meltbrown Spun) de 43 gr/m2
- Manchette en jersey élastique
- Renfort avec un film respirable laminé de Polyéthylène 38 g/m2 sur le thorax et les bras
- Fermeture croisée sur l'arrière par lacet
- Fermeture sur le col par Velcros

-----

**Stérile** : oui par Oxyde d'éthylène

**Couleur** : bleue

#### Matériaux :

- Non tissé en SMS (couche de Spun Meltbrown Spun) de 43 gr/m2
- Jersey
- Film respirable laminé de Polyéthylène 38 g/m2

#### Tailles disponibles :

- Taille L : 130 cm de hauteur
- Taille XL : 140 cm de hauteur

Dispositif médical de Classe I stérile, conforme à la directive 93/42/CE

-----

#### Condition de conservation :

À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, dans un endroit sec et à l'abri du soleil

#### Durée de la validité du produit :

5 ans après fabrication

**Habillage :**

- Ouverture de l'emballage et ensuite du champ par un aide
- L'opérateur prend les essuies mains
- Grâce au pliage inversé, l'opérateur prend la casaque au niveau des manches et la dépli
- Un aide enfile la casaque, ferme le col et noue les liens dans le dos de l'opérateur
- L'opérateur peut enfiler ses gants
- L'opérateur tend le lien à l'aide
- L'aide prend le carton, rabat la casaque et redonne le carton à l'opérateur.
- L'opérateur récupère le lien, l'aide détache le carton, l'opérateur peut nouer les liens sur