

FICHE TECHNIQUE



Coussins en gel - Dimensional Gel - Anti-escarres - Gel Ovations

Conçus pour être utilisés dans le cadre de la prévention et le traitement des escarres chez les patients présentant un risque élevé de lésions cutanées

Les coussins en Dimensional Gel sont constitués d'une couche de « boutons » en gel siliconé, souples et bombés, disposés de manière équidistante.

Cette configuration permet aux boutons de bouger à 360 degrés avec la peau, ce qui réduit considérablement les forces de cisaillement et de frottement responsables des lésions cutanées.

L'air passe facilement entre les boutons, ce qui permet d'éviter l'accumulation de chaleur et la macération, principaux facteurs du développement d'un ulcère de pression.

- Prévention du cisaillement et du frottement
- Réduction de la macération
- Stimulation de la circulation d'air
- Maintien d'une position sécurisée
- Adaptation à la morphologie
- Répartition de la charge
- Maintien de la fraîcheur cutanée
- Inodore
- Nettoyage facile
- Imperméabilité

Fabriqués en silicone de qualité médicale, les coussins en Dimensional Gel de Gel Ovations sont conçus pour imiter la souplesse et les caractéristiques physiques des tissus adipeux humains et prévenir l'apparition d'ulcères de pression.

Ils supportent jusqu'à 254 kg et transfèrent la pression d'interface vers une plus grande zone de contact pour protéger les extrémités osseuses, sans toucher la surface sous-jacente.

Comment utiliser les coussins en gel DIMENSIONAL GEL ?

Les coussins en Dimensional Gel sont simplement positionnés sur le siège du fauteuil pour assurer la prévention et le traitement instantanés des ulcères de pression.

Bains et soins personnels : Imperméable et non absorbant, le gel de silicone est particulièrement adapté à une utilisation dans les pièces humides, ainsi que sur les sièges de toilette et les équipements de soins personnels.

Dimensions disponibles:

- 30 x 30 cm
- 40 x 46 cm
- 46 x 46 cm