



Détergent désinfectant Dentasept Special Rotatif 2L - Anios

Solution prête à l'emploi pour le traitement des fraises et de l'instrumentation canalaire avant leur stérilisation.

- Solution prête à l'emploi.
- Compatible avec une large gamme de matériaux : nickel, titane, carbure de tungstène, aluminium, etc.
- Temps de contact : 15 minutes.
- Excellentes propriétés microbiologiques - efficace sur tous les virus enveloppés.
- Peut être utilisé en bac à ultrasons.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide : EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561 - 5 minutes.
- Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 15 minutes.
- Tuberculocide : EN 14348, EN 14563 - 60 minutes.
- Actif en 5 minutes sur PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus.
- BVDV (virus modèle HCV) et Vaccinia virus.

Dangereux - respecter les précautions d'emploi. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Composition :

Carbonate de N,N-didécy-N,N-diméthylammonium, tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, parfum, colorant, excipients.

Contenance :

2 L.

Fabriqué en France.
Certification Ecovadis.

Dispositif Médical CE, classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée)