



Dispositif de Cryothérapie Cryo Professional

Permet de traiter efficacement les verrues et lésions cutanées

Fabrication Européenne.

Agent cryothérapeutique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 s

Durée d'application entre 15 et 40 secondes.

Set complet comprenant:

- Une bombe aérosol de 170 ml.
- Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions.
- Un mode d'emploi.

Plusieurs modèles disponibles:

- Aérosol CRYO PROFESSIONAL de 170ml livré avec 50 bâtonnets de 5mm.
- Aérosol CRYO PROFESSIONAL de 170ml livré avec 60 bâtonnets de 2mm.
- Aérosol CRYO PROFESSIONAL MIX de 170 ml livré avec 30 bâtonnets de 2mm et 30 bâtonnets de 5mm.

Code CCAM possible: QZNP022 Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie]

Voir tous les codes

<https://www.medshake.net/medecine/pro/cotation-actes/dermatologue/liste-actes/>

Réservé aux professionnels de la santé.

Durée d'utilisation de 3 ans.

Matériel médical CE de classe IIa