



### Dispositif de cryothérapie pour destruction des verrues - Cryo Perfect II

Pour un traitement rapide et efficace par cryothérapie des verrues et lésions cutanées. D'usage professionnel.

Idéal pour le traitement en cabinet, Cryoalfa permet un stockage du gaz longue durée restant prêt à l'emploi.

L'appareil dispose d'un régulateur de débit permettant de stopper l'application à tout moment. Le traitement est indolore et convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

Une cartouche permet entre 20 et 30 applications, soit un coût économique inférieur à celui des autres méthodes de traitement des lésions.

- Destiné à un usage professionnel uniquement

- Matériel médical CE.

- Garantie : 2 ans

- Fabrication Suisse

#### Caractéristiques techniques :

- Application de protoxyde d'azote en phase liquide à  $-89^{\circ}\text{C}$  à 40 m/s.
- Congélation immédiate des tissus sur une profondeur de 3 à 4 mm
- 10 secondes suffisent pour traiter un diamètre de lésion de 10 mm
- Longueur : 135 mm
- Diamètre : 22 mm
- Poids : 100 gr.

**Le CRYOALFA Perfect II est livré en coffret avec une cartouche.**

Code CCAM possible: QZNP022 Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie]

Voir tous les codes

<https://www.medshake.net/medecine/pro/cotation-actes/dermatologue/liste-actes/>