



### Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes - Boite de 120

Pour la désinfection rapide du matériel médical. Actif sur Coronavirus.

Les lingettes Quick Wipes Anios imprégnées à large spectre garantissent une action de désinfection rapide du matériel médical non immergeable (au bout de 30 secondes). Senteur agréable et original Thé citron.

**Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur vaccinia virus.**

- Matériel médical CE, Classe IIb
- Prête à l'emploi,
- Usage unique,
- Sans rinçage,
- Sans aldéhyde, sans colorant.

A utiliser sur du matériel médical préalablement nettoyé et résistant à l'alcool (sondes échographiques, stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres,...).

**Convient pour le nettoyage et la désinfection des insufflateurs manuels réutilisables de type BAVU: AMBU, ROBE MEDICAL, DRÄGER.**

#### Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide en 30 secondes: EN140, EN13727, EN14561, EN13697, SARM selon EN14561.
- Tuberculocide en 30 secondes: EN14348, EN14563.
- Mycobactericide en 5 minutes: EN14348, EN14563.
- Levuricide en 30 secondes: EN1275, EN13624, EN14562, EN13697.
- Fongicide en 5 minutes: EN1275, EN13624, EN14562, EN13697.
- Trichophyton en 30 secondes: EN14562.
- Actif sur les virus en 30 secondes: Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1).
- Actif sur les virus en 5 minutes: Calicivirus Felin (MNV selon EN14476).

**Dimensions de la lingette :** 130 x 200 mm.

Conditionnement : Boîte distributrice de 120 lingettes.

Usage professionnel.

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

**- H228 Matière solide inflammable**