

# **FICHE TECHNIQUE**









# Nébuliseur électropneumatique avec compresseur A430 -17L/ min - Emed - Fabrication européenne

Nébuliseur compact et mobile pour l'aérosolthérapie. Convient aux adultes et aux enfants.

Dispositif médical d'aérosolthérapie destiné aux personnes atteintes de pathologies respiratoires : asthme, laryngite, pharyngite, rhinite, sinusite, bronchite, trachéites...

Son compresseur à pistons haut débit offre une **nébulisation puissante** et convertit les médicaments liquides en fine brume pour une inhalation uniforme et efficace.

#### - Dispositif médical classe lla, garanti 2 ans

- Transforme les médicaments en particules très fines à inhaler
- Convient à toute la famille, adultes, personnes âgées et enfants
- Très léger, à la forme épurée, et facilement transportable
- Silencieux
- Nettoyage simple et rapide

#### Caractéristiques de l'appareil :

- Fabrication européenne

- Dimensions: 170 x 165 x 100 mm

- Poids : 1.2 kg

Réservoir de médicament : 2 à 10 ml
Résidu liquide maximal : < 0.5 ml</li>
Pression maximale : 3.5 bar

- Débit variable d'aérosol : 13 à 17 litres

- Intensité sonore : 59 dB

- Usage intermittent : 20 min ON - 40 min OFF
 - Taille des particules propulsées : 3µm

- Pression d'utilisation : 0.5 / 0.7 bar

Pression atmosphérique : 700 hPa min - 1060 hPa max
 Adaptateur secteur, puissance : 230 V - 50 Hz - 120 VA

#### Le nébuliseur est livré avec :

Un masque adulte, un masque enfant, un embout nasal, un embout buccal, un tube de connexion, des filtres de rechange et un manuel d'instructions.

### Conseils d'utilisation :

- Poser l'appareil sur une surface plate.
- Verser les médicaments dans le nébuliseur.
- Allumer l'appareil.
- Se mettre en position assise et garder la tête droite.
- Placer le masque sur la bouche
- Respirer par la bouche tout au long de la séance

## Précautions d'emploi :