



### Nitrylex Sterile - Gants d'examen en nitrile stériles non poudrés - A usage unique

Gants d'examen en nitrile stériles non poudrés - A usage unique - Ambidextres  
- Présentation par paires

Les gants *Nitrylex Sterile* en nitrile non poudrés, matériel médical et de protection ambidextre, peuvent être utilisés pour tout types de soins et d'examens médicaux, infirmiers, dentaires, ainsi que de petite chirurgie. Ils sont emballés individuellement et présentés sur un support papier pour faciliter l'enfilage. Ils offrent une barrière efficace contre les fluides infectieux et autres contaminants, tout en assurant la stérilité de l'environnement d'exercice.

Leur texture aux extrémités des doigts assure une prise en main efficace, les rendant idéaux pour des procédures courtes nécessitant des conditions d'exercices stériles.

Ils offrent une solution stérile et sans dangers pour les personnes allergiques au latex.

**À usage unique**, ils sont classés comme dispositifs médicaux de classe I et équipements de protection individuelle de catégorie III.

Avertissements :

- La résistance chimique peut varier en fonction des conditions d'utilisation
- Vérifier la compatibilité avec les substances utilisées
- Inspecter les gants avant utilisation pour détecter tout défaut. La stérilité de l'emballage n'est pas garantie si celui-ci est endommagé ou ouvert.

Caractéristiques :

- Produit médical et de protection *Nitrylex Stérile*
- Méthode de stérilisation : Oxyde d'éthylène (EO)
- Surface interne : Non poudré - Polymérisé
- Niveau d'étanchéité : AQL 1.0
- Système de barrière stérile avec emballage de protection à l'intérieur
- Forme : Universel
- Manchette : Roulée - Longueur : Standard (240 mm)
- Gants sans latex
- Épaisseur : Standard
- Conçu pour protéger contre les risques chimiques
- Conçu pour protéger contre les risques liés aux micro-organismes

Précautions :

- Ne pas réutiliser
- Ne pas restériliser
- Ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé/ouvert
- Sécher soigneusement les mains avant d'enfiler les gants
- Stocker au sec et au frais entre 5 et 35°C
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil
- Éliminer les gants usagés conformément aux réglementations locales

Conditionnement :

? 1 paire par sachet

Choix de la taille :

? Doit être parfaitement adaptée à la main (impact direct sur la sécurité et le confort de travail)

? Mesurer la largeur de la main juste au-dessus du pouce

? S (taille 6/6,5 - Largeur de la main : 70-90 mm)

? M (taille 7/7,5 - Largeur de la main : 85-105 mm)

? L (taille 8/8,5 - Largeur de la main : 100-120 mm)

? XL (taille 9/9,5 - Largeur de la main : supérieure ou égale à 110 mm)

**Durée de vie** : 3 ans à compter de la date de fabrication

Ce produit est **conforme aux normes** en matière de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle. Consulter la Déclaration de Conformité pour plus d'informations.

Règlement (UE) 2016/425 Cat. III Type C

93/42/ECC, 2007/47/EC Class Is

EN ISO 374-5

EN ISO 374-1 (type C)

*En cas de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin.*