

FICHE TECHNIQUE

Orolin Nettoyant pour instruments rotatifs - Bidon de 1L ,2L et 5 L

Pour le nettoyage de tous les instruments rotatifs dentaires et chirurgicaux.

Solution prête à l'emploi pour désinfecter et nettoyer.
Haut pouvoir nettoyant.

Temps d'action 5 mn.

Bactéricide, fongicide, tuberculocide.
Action virucide sur HIV, Hépatite B et C.

Conformes NFT 72150, 72170, 72200, DGHM, CE 93/42.
Sans aldéhyde.

Existe en bidon de 1, 2 et 5 L.

Matériel médical CE.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- **Produits dangereux pour l'environnement présentant un risque pour les organismes lorsqu'ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels pour les poissons ou les abeilles.**

- **Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures.**

