



### Orolin Nettoyant pour instruments rotatifs - Bidon de 1L ,2L et 5L

**Pour le nettoyage de tous les instruments rotatifs dentaires et chirurgicaux.**

Solution prête à l'emploi pour désinfecter et nettoyer.  
Haut pouvoir nettoyant.

Temps d'action 5 mn.

Bactéricide, fongicide, tuberculocide.  
Action virucide sur HIV, Hépatite B et C.

Conformes NFT 72150, 72170, 72200, DGHM, CE 93/42.  
Sans aldéhyde.

Existe en bidon de 1, 2 et 5 L.

Matériel médical CE.

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

**- Produits dangereux pour l'environnement présentant un risque pour les organismes lorsqu'ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels pour les poissons ou les abeilles.**

**- Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures.**