

## FICHE TECHNIQUE

### **Paire de protection en gel pour membres inférieurs sur fauteuil roulant**

Protections souples et faciles à installer sur les tubulures du fauteuil roulant

Les enveloppes protectrices en gel se fixent sur le châssis de votre fauteuil roulant pour prévenir les frottements et les douleurs liées à un appui prolongé contre le châssis. Ce modèle a été conçu spécifiquement pour protéger vos genoux et tibias.

- Fixations Velcro pour une adaptation à tous les modèles
- Améliorent le confort
- Préviennent les douleurs et escarres
- Fixation simple

**Longueur :** 6 x 24 cm

**Vendu par :** paire de 2 enveloppes protectrices

**Matière :** gel solide / sans latex

