

FICHE TECHNIQUE



Pansement stérile d'alginate calcium-sodium Kaltostat - Convatec - Boite de 5 ou de 10

Pour les plaies hémorragiques et les plaies moyennement à fortement exsudatives.

Pansement non-tissé, souple, composé de fibre d'alginate de sodium et de calcium. Les fibres d'alginate absorbent les exsudats ou le sérum physiologique pour former un gel. Ce gel maintient un milieu humide sur le lit de la plaie. Le gel permet un retrait atraumatique du pansement afin de réduire au maximum le risque de lésion des tissus néoformés.

- Souple,
- Non tissé,
- Stérile
- Très absorbant,
- Pose de 1 à 7 jours.

3 modèles disponibles :

- Taille 5 x 5 cm - Boite de 10
- Taille 7,5 x 12 cm - Boite de 10
- Taille 10 x 20 cm - Boite de 10

Composition du dispositif :

Pansements d'alginate non-tissé, stériles, souples, de couleur blanche, composés de fibres d'alginate de sodium et de calcium et sont présentés individuellement sous blister.

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- x Absence de latex
- x Absence de phtalates (DEHP)
- x Absence de produit d'origine animale

Conditionnement : sous emballage individuel stérile

Mode de stérilisation : stérilisés par exposition aux rayons gamma.

Matériel médical CE 0086.

Dispositif médical de classe II b.