



Pressothérapie - Manchons de compression pour jambes, bras et pieds - ZeniXx

Pour un massage revigorant et une amélioration la circulation sanguine. 2 modes et 3 intensités disponibles

Ces manchons de pressothérapie fonctionnent en se gonflant et en se comprimant.

Ils peuvent s'utiliser aussi bien sur les mollets, les bras et les pieds.

Ils aident à soulager la fatigue musculaire, les douleurs et contribuent à l'amélioration de la circulation sanguine.

- 2 modes de massages
- 3 niveaux d'intensité
- Non chauffant
- 2 coussins gonflables de massage sur chaque manchon
- Massage des jambes
- Fonction d'arrêt automatique de 20 minutes
- Télécommande de contrôle
- Branchements simples
- Revêtement doux à l'intérieur du manchon

Compris avec les manchons :

- 2 x manchons
- 1 x télécommande de contrôle
- 1 x adaptateur prise UL
- 1 x Mode d'emploi

Utilisation :

- S'assurer que la ligne centrale se trouve dans la bonne direction et au bon endroit
- La force du massage étant influencée par la force de serrage, fermer le manchon en serrant bien
- Brancher les manchons à la télécommande, et brancher les manchons à cette dernière
- Appuyer sur On/Off pour lancer l'appareil
- Choisir le mode souhaité : 3 niveaux de pression proposés

