

## FICHE TECHNIQUE









## Spray détergent désinfectant Impressiv pour les empreintes dentaires - Flacon 1L

Formule hydroalcoolique à large spectre d'activité.

Pour le nettoyage et la désinfection par pulvérisation des empreintes dentaires y compris alginates, hydrocolloïdes et élastomères synthétiques (silicones, polysulfures et polyéthers). Actif sur les virus enveloppés (Coronavirus, VHB, VHC, etc.).

- Séchage rapide évitant la déformation des empreintes.
- Pour la désinfection d'environ 200 empreintes.
- Formule sans aldéhydes ni phénols.
- PH : 7.0 +/- 0.5.
- Parfum pamplemousse.
- Couleur : incolore à jaune pâle.

## Propriétés microbiologiques (en conditions de saleté, 20°C) :

- Bactéricide sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae EN13727 en 1 min et EN14561 en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans EN13624 en 1 min; EN 14562 sur Candida albicans, Aspergillus niger en 5 min.
- Virucide EN14476 sur Influenza A/H1N1 en 1 min; Norovirus, HIV-1 en 30 s;
  Hépatite B (PRV), Herpes virus en 1 min; Hépatite C (BVDV), Rotavirus,
  Adenovirus en 5 min; et EN16777 sur Virus de la Vaccine, Adenovirus,
  Norovirus en 5 min.

<u>Composition</u>: alkylamine en solution hydroalcoolique, tensioactif, parfum.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Flacon de 1 L.

Fabriqué en France.

Dispositif Médical CE, classe IIb.