



### Hémoglobinomètre Mission

Mesure rapide du taux d'hémoglobine et taux d'hématocrite pour le patient et le sportif

Dispositif d'automesure permettant d'afficher le taux d'hémoglobine (Hb) et le taux d'hématocrite (Hct) à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur d'analyse.

**Quantité d'échantillonnage:** 10 $\mu$ L de sang capillaire ou sang veineux.

**Temps de mesure:** moins de 15 secondes.

- Type d'échantillon: sang capillaire ou sang veineux.
- Méthode de mesure: photométrie par réflectance.
- Détection: principe Méthémoglobine.
- Mémoire: 1000 tests avec date et heure et numéro ID.
- Plage de mesure: Hb: 4,5-25,6 g/dL, Hct: 13-75%.
- Longueur d'ondes: 525 nm.
- Calibrage automatique.
- Arrêt automatique après 8 minutes d'inactivité.
- Alimentation: 3 piles AAA.

Le prélèvement capillaire peut s'effectuer avec tous types d'autopiqueurs (stylo ou lancette de sécurité autopiqueur).

Le recueil de la goutte de sang peut se faire directement sur la bandelette test ou avec un tube de transfert capillaire.

Nous proposons en accessoires:

- [Les bandelettes test avec code puce.](#)
- [Les tubes de transfert capillaires \(10 \$\mu\$ L\).](#)
- [Les lancettes de sécurité autopiqueur.](#)
- [Le stylo autopiqueur.](#)
- [Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.](#)
- [Le kit de solution de contrôle pour validation des résultats à intervalles réguliers.](#)

Dimensions appareil: 127 x 58 x 25 mm.

Hémoglobinomètre MISSION vendu complet avec trousse de rangement, 10 bandelettes pour test, 1 code puce, 10 lancettes (26G), 2 bandes de contrôle, 1 stylo autopiqueur, 10 tubes de transfert capillaire, 3 piles AAA.