



Adaptateurs Luer pour prélèvement sanguin avec microperfuseur - Vacumed - Boite de 100

Adaptateur universel stérile pour prise de sang

L'adaptateur Vacumed s'utilise avec tous tubes à prélèvement. Son embout se connecte sur tous types de microperfuseur.

- Embase avec pas de vis.
- Manchon en caoutchouc.
- Sans latex.

Diamètre aiguille : 20G (0,90 mm).

Conditionné par boîte de 100 adaptateurs.

Stérilisation à l'Oxyde Ethylène.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.