

Aérosol Altogerm pour désinfection terminale One Shot bactéricide virucide 36m²

Purificateur d'air One Shot 150 ml, un aérosol pour 36 m².

La pièce est complètement désinfectée et accessible au bout d'une heure seulement.

Ne laisse aucune odeur après utilisation. Détruit : odeurs putrides, microbes. Pour une hygiène parfaite des écoles, bureaux, lieux publics, ambulances, chambre de malade, cabinets médicaux, cantine, réfectoire...

Aérosol métal Ø52 mm et H.150 mm.

Un aérosol permet de traiter 36 m².

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE:

- Virucide selon EN 14476 sur virus enveloppés en 5min à 20°C
- Bactéricide selon EN 1276, EN13697 en 5min à 20°C: Actif sur Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae en condition de propreté.
- Fongicide selon EN1650 et EN 13697 en 15min à 20°C sur Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis en condition de propreté.

Qualité contact alimentaire. Produit biocide.

Mode d'emploi :

Pour actionner le diffuseur, appuyer contre une surface dure (sol ou mur) jusqu'à ce qu'il reste bloqué. Mettre l'aérosol au centre de la pièce. La diffusion commence.

Ne pas occuper la pièce durant l'utilisation et le temps d'action soit 3 h.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Liquide et vapeurs inflammables

Fabriqué en France.

Aérosol de 150 ml.

