

### Agrafeuses cutanées 3M Precise

**Information produit :** 3M arrête la fabrication des "Agrafeuses cutanées 3M Precise", nous ne serons donc plus en mesure de vous en fournir. Cependant, vous pouvez découvrir l'Agrafeuse cutanée modèle 35 agrafes de la gamme Robe Médical ici : [Voir le modèle](#).

Agrafes préformées en acier inoxydable.

À utiliser sur les plaies simples, récentes, franches et non contuses.

Simple d'utilisation. Ne nécessite pas d'anesthésie locale.

Usage unique.

**Poids :** 250 g.

**Dimensions :** 6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)

Vendues avec 5 agrafes préformées.

**Conditionnement :** individuel stérile.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour suturer des plaies cutanées simples.

