

FICHE TECHNIQUE







Aiguille Becton Dickinson Microlance 3 intramusculaire sous cutanée intraveineuse - Boite de 100

Spécial vaccination: Aiguilles 21G, 23G, 25G

Triple biseau pour haute qualité de pénétration.

Atraumatique grâce à une paroi ultra-fine. Pour tous types d'injection : intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse, prélèvement, trocart...

- Stérilisation Oxyde Ethylène.

- Aiguille en acier inoxydable.
- S'adapte au Cône Luer et Luer Lock.
- Embase translucide permettant de visualiser le passage du liquide.
- L'utilisation intra-oculaire n'est pas validée par le fabricant.
- Embases couleurs standards ISO selon longueur et diamètre.

Info pratique sur la gauge et taille de l'aiguille:

La gauge d'une aiguille correspondant au diamètre de l'aiguille. Plus la gauge est grande, plus le diamètre de l'aiguille est petit (aiguille fine).

Validité: 5 ans.

Conditionnement : boîte de 100 en Emballage individuel stérile.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.