



### Aiguille Blunt biseautée Sol-M™ - Sans filtre - Boîte de 100

Pour la préparation des médicaments sans risques de blessure grâce au biseau non tranchant.

Pour aider à réduire le risque de blessures par piqûres d'aiguilles pour le personnel de santé lors de l'élaboration et de la préparation des médicaments.

#### Identification facile - embase à code couleur.

- Aiguille biseautée pour une utilisation avec des flacons.
- Aiguille biseautée avec filtre 5 microns pour une utilisation avec des ampoules de verre.

#### Facilité d'utilisation

- Les deux aiguilles ont une embase d'aiguille classique compatible avec toutes les seringues standard.

Emballage individuel stérile. Stérilisation OE. Validité 4 ans.

Conditionné par boîte de 100 aiguilles biseautées.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*