

FICHE TECHNIQUE

Alcool 70° en flacon pulvérisateur - Flacon de 50ml et 100ml

Format pratique et économique

Alcool 70° pour la désinfection de la peau saine.

Format pratique et économique:

- Offre une souplesse et sûreté d'utilisation.
- Évite l'évaporation et la contamination.
- Pulvérise la dose adéquate.
- Sans gaz.

Alcool isopropylique à 70% :

- Permet une désinfection facile et une asepsie efficace.
- Désinfectant à usage externe.
- Testé sous contrôle dermatologique.

Conditionné en flacon vaporisateur de 50 ml ou 100 ml.
Vendu par lot de 2 flacons.

Est conforme à la norme EN 1276 en 5 min à 20°C contre *Staphylococcus aureus*,
Escherichia coli, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

