

FICHE TECHNIQUE

Alcool 70° usage externe - Flacon de 1L et bidon de 2L



Pour l'antisepsie de la peau saine

Désinfectant à usage externe testé sous contrôle dermatologique.
Permet une désinfection facile et une asepsie efficace.

L'alcool à 70° :

- évite l'évaporation et la contamination.
- permet une souplesse et une sûreté d'utilisation.

Conforme à la norme EN 1276 en 5 min à 20°C contre *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*.

CONDITIONNEMENT :

- Flacon à bouchon de 1 litre: alcool éthylique
- Flacon à bouchon de 2 litres: alcool éthylique

MODE D'EMPLOI :

Appliquer directement l'alcool à 70° sur la peau saine à l'aide d'une compresse.

APPLICATION :

Pour la désinfection de la peau saine.

Utile également sur du petit matériel: pince à épiler, petits ciseaux, ...

Existe aussi en [flacon de 500 ml](#).

Existe aussi en [flacon distributeur de 250ml et 500ml](#).

Existe aussi en [flacon pulvérisateur 50 ml](#).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.