

### Alcool 70° usage externe - Flacon de 1L et bidon de 2L



#### Pour l'antisepsie de la peau saine

Désinfectant à usage externe testé sous contrôle dermatologique.  
Permet une désinfection facile et une asepsie efficace.

L'alcool à 70° :

- évite l'évaporation et la contamination.
  - permet une souplesse et une sûreté d'utilisation.
- Conforme à la norme EN 1276 en 5 min à 20°C contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.

#### CONDITIONNEMENT :

- Flacon à bouchon de 1 litre: alcool éthylique
- Flacon à bouchon de 2 litres: alcool éthylique

#### MODE D'EMPLOI :

Appliquer directement l'alcool à 70° sur la peau saine à l'aide d'une compresse.

#### APPLICATION :

Pour la désinfection de la peau saine.

Utile également sur du petit matériel: pince à épiler, petits ciseaux, ...

Existe aussi en [flacon de 500 ml](#).

Existe aussi en [flacon distributeur de 250ml et 500ml](#).

Existe aussi en [flacon pulvérisateur 50 ml](#).

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*H226 Liquide et vapeurs inflammables.*