



### Alcool Gilbert modifié 70% - Flacon de 125ml, 250ml, 500ml et 1L / Bidon de 5L

A usage externe pour la désinfection de la peau saine et du petit matériel médical.

A base d'éthanol à 70% reconnu pour détruire en moins de 2 minutes les bactéries cutanées.

Fongicide et levuricide selon la norme EN 1275.

Bactéricide selon la norme EN 1040.

Biocide Tp1 : Désinfection de la peau saine.

- Désinfection de la peau.
- Désinfection du petit matériel : pince à épiler, ciseaux, thermomètre...
- Contient du camphre : ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 36 mois.

#### **5 conditionnements disponibles:**

- Flacon de 125 ml.
- Flacon de 250 ml.
- Flacon de 500 ml.
- Flacon de 1L.
- Bidon de 5L.

Fabrication française.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*H226 Liquide et vapeurs inflammables.*