



Alcool Gilbert modifié 70% - Flacon de 125ml, 250ml, 500ml et 1L / Bidon de 5L

A usage externe pour la désinfection de la peau saine et du petit matériel médical.

A base d'éthanol à 70% reconnu pour détruire en moins de 2 minutes les bactéries cutanées.

Fongicide et levuricide selon la norme EN 1275.

Bactéricide selon la norme EN 1040.

Biocide Tp1 : Désinfection de la peau saine.

- Désinfection de la peau.
- Désinfection du petit matériel : pince à épiler, ciseaux, thermomètre...
- Contient du camphre : ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 36 mois.

5 conditionnements disponibles:

- Flacon de 125 ml.
- Flacon de 250 ml.
- Flacon de 500 ml.
- Flacon de 1L.
- Bidon de 5L.

Fabrication française.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.