

FICHE TECHNIQUE

Alcool isopropylique 70° - Flacon de 500ml

Pour l'antisepsie de la peau saine et la préparation de la peau avant les soins infirmiers.

Désinfectant à usage externe testé sous contrôle dermatologique.
Il permet une désinfection facile et une asepsie efficace.

L'alcool à 70° évite l'évaporation et la contamination.
Il permet également une souplesse et une sûreté d'utilisation.

Conforme à la norme EN 1276 en 5 min à 20°C contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.

Alcool isopropylique à 70%.

Flacon à bouchon de 500ml.

Mode d'emploi :

Appliquer directement l'alcool à 70° sur la peau saine à l'aide d'une compresse.

Application :

Pour la désinfection de la peau saine.

Utile également sur du petit matériel: pince à épiler, petits ciseaux, ...

Existe également en [flacon distributeur de 250ml et 500ml](#).

Existe également en [bidon de 1L et 2L](#).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

