

FICHE TECHNIQUE

Alèse de transfert et de retournement - 85 x 75cm

Pour relever et retourner le patient dans son lit.

Permet de mobiliser le patient grâce aux poignées de chaque côté.

Il est conseillé d'être 2 aidants pour mobiliser un patient. Une personne de chaque côté du patient afin de permettre une meilleure prise en main des poignées et équilibrer le poids du patient au centre de l'alèse.

Revêtement : une face glissante pour le lit, une face anti-glisse pour le côté patient.

? Surface imperméable et absorbante ;

? Structure innovante 5 couches :

- Dessus : matelassé 100% polyester avec film polyuréthane.
- Dessous : polyester pour faire glisser le patient sur le lit.

Dimensions : 85 x 75 cm

Poids : 450g

