

FICHE TECHNIQUE

Alèses absorbantes lavables - 85 x 75 cm avec rabats 45 cm

Très résistantes et très absorbantes.

Alèse, forte absorption, 2,5 litres/m², maintient au sec.

- Côté blanc : Dissipe et absorbe les liquides grâce à sa structure 4 couches complexée composée de fibres hydrophobes.
- Côté bleu : Imperméable grâce à son film polyuréthane, ne laisse pas passer les liquides.

? La surface au contact du patient reste sèche.

Se pose sur le drap, évite de laver toute la literie.
Lavable en machine, supporte environ 250 lavages.

Surface coton, douce et confortable.

Composition :

- 95 %Fibres et feutres polyester
- 5% Polyuréthane

Couleur : une face bleu, une face blanche.

Dimensions :

- Modèle avec rabat : 85 x 75 cm + rabats 45 cm, pour une meilleure fixation au matelas.

Poids : 380gr

