

### Alèses bordables - 180 x 70cm - Usage unique

#### Pour un maintien optimal et une absorption renforcée.

Alèses bordables usage unique.  
Pour la protection des literies et le confort du patient.

Avec coussin superabsorbant SAP et bords rabattables non-tissés.

Capacité d'absorption 2 Litres, vitesse d'absorption 3.5".

Dimensions:

- Alèses: 180x70 cm,
- Coussin absorbant : 90x70cm,
- Bords rabattables : 45cm chacun.
- Poids 140gr

A disposer sur le matelas, au niveau du bassin du patient, se borde sous le lit.

Conditionné par sachet de 30 alèses.

Egalement disponible dans la même gamme, [les alèses absorbantes](#).

