

FICHE TECHNIQUE

Ampoule à boire bio Pissenlit - Biotechnie - Boite de 20

Pour la digestion et le drainage du foie.

Le pissenlit contribue à maintenir une fonction hépatique normale. Idéal après un repas trop lourd. Il permet également de soutenir le drainage et l'élimination de l'excès d'eau.

Mode d'emploi : cassez les bouts de l'ampoule et versez le contenu dans un verre. Diluez avec de l'eau. 1 à 3 ampoules par jour. Peut présenter du dépôt. Bien agiter avant l'emploi.

Recommandations : ne pas utiliser en cas de calculs biliaires. Ce complément doit être utilisé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

Produit fabriqué et conditionné en France sous procédé M.R.C, méthode respectueuse de conservation permettant une préservation optimale des extraits végétaux.

Cette formule convient au régime végétalien.

Ingrédients pour 3 ampoules : eau purifiée, extraits aqueux de pissenlit 2225 mg (feuille, *Taraxacum officinale*), pissenlit 2225 mg (racine, *Taraxacum officinale*).

Conditionnement : Étui de 20 ampoules de 10 ml (200 ml).

