

## FICHE TECHNIQUE



### Ampoules à boire Bio Artichaut - Biotechnie - Boite de 20

Transit et digestion

L'artichaut est traditionnellement utilisé pour faciliter la digestion.

**Mode d'emploi :** Cassez les bouts de l'ampoule et versez le contenu dans un verre. Diluez avec de l'eau 1 à 2 ampoules par jour. Peut présenter un dépôt. Bien agiter avant l'emploi.

**Précautions :**

- Ne pas s'injecter.
- S'assurer de l'absence de résidus de verre avant de boire.

Produit fabriqué et conditionné en France.

Origine des matières premières : Agriculture UE.

Cette formule convient au régime végétalien.

Procédé M.R.C, méthode respectueuse de conservation permettant une préservation optimale des extraits végétaux.

Ingrédients pour 2 ampoules : extraits aqueux d'artichaut 2000mg (feuille - Cynara scolymus).

Conditionnement : Etui de 20 ampoules de 10 ml (200 ml).