

## FICHE TECHNIQUE



### Ampoules à boire Bio olivier-aubépine - Biotechnie - Boite de 20

Pression et circulation sanguine.

L'Aubépine soutient la circulation. L'Olivier contribue à une pression artérielle normale et contribue à un bon fonctionnement rénal.

**Mode d'emploi:** Cassez les bouts de l'ampoule et versez le contenu dans un verre. Diluez avec de l'eau. 1 à 3 ampoules par jour. Peut présenter un dépôt. Bien agiter avant l'emploi.

Ce complément alimentaire doit être utilisé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

**Précautions:**

- Ne pas s'injecter.
- S'assurer de l'absence de résidus de verre avant de boire.

Cette formule convient au régime végétalien.  
Produit fabriqué en France.

Procédé M.R.C (Méthode Respectueuse de Conservation), permettant une préservation optimale des extraits végétaux.

Ingrédients pour 3 ampoules : Eau, extraits aqueux de : olivier 1500 mg (feuille – Olea europaea), aubépine 150 mg (sommité fleurie – Crataegus monogyna) miel extrait concentré de myrtille (Vaccinium myrtillus).

Conditionnement : Etui de 20 ampoule de 10 ml (200ml)