



Aniosafe Anios Savon doux HF mains et corps - Poche étanche 1L Cpa

Gain de place avec le nouveau conditionnement en poche Airless 1L Cpa.

ANIOSAFE: savon doux haute fréquence pour un lavage fréquent des mains et pour la toilette générale.

Formulation douce pour lavages répétés avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

Flacon Airless de forme carré, plus compact, rétractable une fois vide pour une réduction des déchets.

Absence d'aérobiocontamination grâce au système Airless et à la tétine de distribution scellée.

- PH Neutre.
- Enrichi en glycérine.
- Effet protecteur vis à vis des éventuels polluants microbiens.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Convient aux peaux sensibles.
- Prêt à l'emploi.
- Dose unitaire de 1,5 ml par lavage.
- Capacité d'un flacon: 660 doses de 1,5 ml.

Testé sous contrôle dermatologique.

Conditionnée en poche Airless 1L CPA.

Vendu à l'unité.

Les poches Airless 1L CPA s'utilisent uniquement avec les distributeurs compacts CPA.

- [Version manuelle.](#)
- [Version automatique.](#)