



### Anti-adhésif Cooper pour pansements et sparadraps - Spray 50 ml

Spray pour décoller les pansements sans douleur.

Le spray anti-adhésif Cooper est spécialement conçu pour décoller rapidement les pansements et retirer les résidus de colle sans douleur et sans causer de lésion cutanée.

- Convient aux adultes et aux enfants dès 30 mois
- Application cutanée
- Indolore
- Ne pique pas
- Sèche rapidement
- Sans rinçage
- Sans conservateur

#### Mode d'emploi :

- Vaporiser sur les bords du pansement
- Patienter quelques secondes avant de retirer délicatement le pansement
- Vaporiser à nouveau pour éliminer les résidus de colle à l'aide d'une compresse
- Une fois la peau sèche, il est possible de mettre un nouveau pansement

#### Le + :

Utilisation possible pour le soin des stomies.

#### Précautions :

- Éviter de vaporiser sur les zones sensibles (yeux, bouche, oreilles, vagin)
- Tenir hors de portée des enfants
- Tenir à l'écart de la chaleur ou de toute autre source inflammable