

FICHE TECHNIQUE



Armoire médicale métallique grande capacité avec coffre à toxique A14 - 80 compartiments - 11 niveaux

Armoire à rideaux pour comprimés, solutés, matériel médical - 4 vérins - Métal Epoxy

Cette armoire de rangement en acier est une solution fonctionnelle pour organiser vos espaces de travail tout en garantissant une sécurité maximale et une facilité d'utilisation.

- Revêtement Epoxy anticorrosion
- Fermeture sécurisée individuelle par clé
- Soudée en tôle 9/10ème à 15/10ème
- Portes à rideaux PVC, ouverture latérale, classées M1
- Système de compensation silencieux permettant l'ouverture simultanée des deux rideaux
- 4 vérins, réglable de l'intérieur de l'armoire
- 1 bac télescopique de 8 cm de hauteur

Contenu de l'armoire :

- 11 niveaux
- 1 coffre à toxiques grande capacité
- 1 plan de consultation
- 1 bac télescopique de 8 cm de hauteur
- 2 intercalaires
- 55 bacs divisibles 300E
- 25 bacs divisibles 300D
- Étiquettes

Garantie : 5 ans

Matière : acier

Dimensions : H198 x 120L x 43P cm