

FICHE TECHNIQUE

Assault medical backpack - Sac à dos médical d'assaut - R40 - 1-Medical

Complete backpack to support tactical teams during their missions on the field

This backpack is a complete and robust backpack to empower tactical teams during their missions. Perfectly equipped to carry a large volume of emergency equipment and supplies for advanced cardiac and trauma life support, this backpack is your trusty companion during deployment or critical incidents.

Technical specifications :

- Dimensions : 21,7 x 9,9 x 19,7 in - 550 x 250 x 500 mm,
- Empty weight : 3,9 kg,
- Capacity : 40 L,
- Material : Ultra strength Nylon 1000 D.

Configuration :

5x chest seal twin pack,
5x quick-response compressed gauze,
4x 4" emergency bandage,
4x 6" emergency bandage,
6x tourniquet,
2x 36" aluminium splint,
1x medical shears,
3x nasal airway,
3x lubricant jelly,
2x soluble hemostatic gauze (900mm x 100mm),
1x soluble hemostatic gauze (75mm*3,7m),
1x multifunctional emergency shears,
1x reusable led penlight,
20x gloves,
3x combat cravat,
1x resuscitator,
5x marker,
6x alcohol pad,
5x CPR face shield,
5x combat type,
5x emergency blanket,
6x eye shield,
5x elastic bandage,
4x oroharyngeal airway,
5x burn gel (3,5g),
2x burn dressing (100*100mm),
1x burn dressing (200*450mm),
1x multi-use disposable litter.



Ce sac à dos complet et robuste permet aux équipes tactiques de mener à bien leurs missions. Parfaitement équipé pour transporter un grand volume d'équipement d'urgence et de fournitures pour les soins avancés en cardiologie et en traumatologie, ce sac à dos est votre fidèle compagnon lors de déploiements ou d'incidents critiques.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 21,7 x 9,9 x 19,7 in - 550 x 250 x 500 mm,
- Poids à vide : 3,9 kg,
- Capacité : 40 L,
- Matière : Nylon 1000 D ultra résistant.

Configuration :

- 5x chest seal twin pack,
- 5x gaze comprimée à réponse rapide
- comprimée à réponse rapide,
- 4x bandage d'urgence 4",
- 4x bandage d'urgence 6",
- 6x garrot,
- 2x attelle en aluminium 36",
- 1x cisaille médicale,
- 3x voies respiratoires nasales,
- 3x gelée lubrifiante,
- 2x gaze hémostatique soluble
- (900 mm x 100 mm),
- 1x gaze hémostatique soluble
- (75mm*3,7m),
- 1x ciseaux d'urgence multifonctionnels
- d'urgence multifonctionnelle,
- 1x lampe de poche réutilisable,
- 20x gants,
- 3x cravate de combat,
- 1x réanimateur,
- 5x marqueur,
- 6x tampon d'alcool,
- 5x écran facial de réanimation cardio-pulmonaire,
- 5x type de combat,
- 5x couverture d'urgence,
- 6x lunettes de protection,
- 5x bandage élastique,
- 4x voies respiratoires oro-haryngées,
- 5x gel pour brûlures (3,5g),
- 2x pansements pour brûlures (100*100mm),
- 1x pansement pour brûlure (200*450mm),
- 1x litière jetable à usage multiple.

Matériel médical CE.

CE medical equipment.