

### Assiette à rebord antidérapante Robemed

Légère et stable. Facilite la saisie des aliments.

Avec rebord surélevé et support antidérapant au dos pour éviter le glissement de l'assiette. Adaptée aux pathologies affectant la préhension et la cognition, et pour les personnes mangeant d'une seule main.

- Légère, stable et pratique d'utilisation.
- Support antidérapant pour un bon maintien de l'assiette.
- Rebord surélevé d'un côté pour éviter le glissement des aliments.

Hauteur du rebord : 4 cm.

Diamètre : 19 cm.

Coloris rouge.

