

### Assiette antidérapante 23,5cm - Saint Romain

Assiette adhérente à inclinaison pour faciliter la préhension des aliments.

Les 4 pieds antidérapants apportent une stabilité parfaite, l'assiette ne glisse pas et adhère complètement à la table.

La forme en pente du fond de l'assiette est spécialement conçue pour faire glisser les aliments vers la partie la plus profonde.

Les 4 angles de blocage permettent de poser les couverts sans qu'ils glissent dans l'assiette.

Passage au micro-ondes possible avec chaleur maximale comprise entre 70 et 80°C environ.



- Angles de blocage couvert
- Forme en pente: inclinaison d'environ 10%
- Ultra adhérence
- Empilable
- Résistante aux rayures
- Nettoyage en lave-vaisselle jusqu'à 75°C maxi.
- Passe au micro-ondes (75°C maxi)
- Matière plastique copolyester
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates
- 3 Coloris disponibles: blanc opaque, bleu translucide et cassis translucide

Retrouvez toute notre gamme de vaisselle ergonomique.

#### Dimensions:

- Hauteur : 35 mm
- Diamètre : 235 mm

Fabriqué en France.