

### Attelle modelable Boston

Pour une immobilisation simple et efficace des membres supérieurs et inférieurs.

Composée d'une armature semi rigide et recouverte de mousse, elle s'adapte au plus près des membres traumatisés.

S'adapte à un maximum de membres : bras, avant-bras, poignet, cheville, coude, genou...

Réutilisable, se nettoie et se désinfecte facilement.

- Réutilisable
- Lavable
- Décontaminable
- Radio-transparent
- Légère
- Modelable

Dimensions : 92 cm x 11 cm.

