

### Autoclave 17L de classe B - ZV170 Hyperion

#### La sécurité et la fiabilité pour la stérilisation de tous vos instruments.

Stérilisateur à vapeur de classe B, avec 10 programmes différents, température de 121°C à 134°C, temps de 4 à 18 minutes, incluant le cycle Prion.

Préchauffage ultra-rapide, cuve en inox 17 litres, avec 3 niveaux de rangement modulables pour les instruments, imprimante papier intégrée, commande numérique avec écran LCD rétro-éclairé.

- Stérilisation de classe B avec vide fractionné.
- Ouverture et verrouillage automatique de la porte.
- Remplissage automatique du réservoir avec pompe.
- Panier porte-instruments réversible pour 3 plateaux.
- Revêtement extérieur époxy et résine thermo-résistante, facile à nettoyer.

#### Dimensions et poids:

Autoclave capacité 17 litres:

- Dimensions extérieures : L 480 x P 560 x H 420 mm
- Dimensions chambre : diam 250 x 350 mm
- Dimensions plateaux : 390 x 190 x 15 mm
- Poids à vide : 49 kg

Garantie stérilisateur 2 ans, chambre inox 7 ans.

#### [Demandez un devis pour cet autoclave 17L.](#)

Matériel médical CE.

Conforme aux normes: EN13060- EN 61010-2-40.

**NB** : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003. (voir documentation pdf).

