

## FICHE TECHNIQUE





## Autoclave 23L de classe B avec imprimante et USB - Mdk230 - Midmark

Profitez de la fiabilité d'une grande marque Européenne pour votre stérilisation de classe B avec cet autoclave de 23L

Avec imprimante intégrée, l'autoclave ZeniXx de classe B bénéficie des avancées technologiques des stérilisateurs de dernières générations et offre à l'utilisateur un confort et une rapidité inégalés pour la stérilisation du matériel médical.

- Préchauffage et séchage automatique ultra rapide pour une durée de stérilisation réduite.
- Choix de 10 cycles dont prion 134°C.
- Archivage des données sur clé USB jusqu'à 20 000 cycles (selon modèle).
- Imprimante autoclave intégrée.
- Chambre inox avec 4 plateaux grand format.
- Garantie: Chambre 5 ans, Appareil 2 ans.

Stérilisation des objets creux, solides, poreux ou charges poreuses; emballés ou non.

## Disponible également en version sans USB.

## Dimensions et poids:

-Dimensions exterieures: P 695 x H 400 x I 505 mm

-Dimensions chambre: Ø 236x530mm -Dimensions plateaux : 185x440x17mm

-Poids à vide 60 kg

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.

Matériel médical CE.

Fabrication Européenne.

Conforme aux normes: EN13060, CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 61010-2-40.

**NB**: Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.