

Autoclave 6L classe B Mdk60 ZeniXx

Profitez de la fiabilité d'une grande marque Européenne pour votre stérilisation de classe B avec cet autoclave de 6L

Avec imprimante intégrée, le ZeniXx de classe B bénéficie des avancées technologiques des stérilisateur de dernières générations et offre à l'utilisateur un confort et une rapidité inégalés pour la stérilisation du matériel médical.

- Préchauffage et séchage automatique ultra rapide pour une durée de stérilisation réduite.
- Choix de 10 cycles dont prion 134°C.
- Imprimante autoclave intégrée.
- Chambre inox avec 1 plateau grand format et 2 petit format.
- Garantie : Chambre 5 ans, Appareil 2 ans.

Stérilisation des objets creux, solides, poreux, emballés ou non.

Dimensions et poids:

- Dimensions extérieures: P 610 x H 445 x l 345 mm
- Dimensions grand plateau : 150x240x19mm
- Dimensions petit plateau : 115x240x19mm
- Poids à vide 40 kg

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.

Matériel médical CE.

Fabrication Européenne.

Conforme aux normes: EN13060, CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 61010-2-40.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.

