

FICHE TECHNIQUE

Bac à shampoing gonflable avec douchette et réserve d'eau - Personnes alitées - Salamender

Kit complet avec mise en place rapide pour personnes alitées

Composition :

- Bac à shampoing gonflable, confortable
- Pompe de gonflage
- Tuyau de vidange
- Réservoir d'eau 6L + douchette à débit réglable

Avantages :

- Gonflage rapide,
- Vidange sans éclaboussures grâce au tuyau d'évacuation,
- Peu encombrant,
- Réserve d'eau suffisante (6 Litres),
- Douchette à débit réglable à l'aide d'une pince intégrée sur le tuyau,
- Adapté à toute situation.

Dimensions extérieures : 65x58 cm.

Dimensions intérieures : 45x37 cm.

Profondeur : 19 cm.

Longueur du tube de vidange : 50 cm.

Poids : 520 g.

La gamme Salamender de Robé Médical® vous propose divans et tables pour examens, gynécologie, massages et ostéopathie. Tous les produits Salamender sont conformes aux normes les plus strictes et vous assurent confort, ergonomie et fiabilité. Salamender par Robé Médical®, la référence en matière de mobilier.

*Photos non contractuelles**

