

LUXAMED®



Baguette jetable Luxamed pour stéthoscope LuxaScope gamme Flex

Pour une protection contre les risques de transmission de germes lors de l'utilisation de votre stéthoscope entre deux patients

Baguette jetable pour stéthoscope LuxaScope gamme Flex LUXAMED.

Rapide et facile à changer.

Hygiène garantie.

S'utilise avec le stéthoscope [double pavillon LuxaScope Sonus Flex LUXAMED](#)

Vendue par lot de 50 baguettes.

Fabrication Allemande.

Matériel Médical CE.