



Balance connectée - Portée 200 kg - Robemed - Connexion KLIGO

Pour une mesure en cabinet du poids du patient - Avec licence Kligo.

Cette balance connectée représente une solution pour le suivi de votre évolution pondérale. Le modèle WSC920 de ROBEMED offre une combinaison optimale de précision et de praticité, allée à un design élégant.

Vendu avec la connexion Kligo.

Kligo est une solution qui simplifie la gestion des données patient en connectant vos dispositifs médicaux à votre logiciel professionnel. Elle permet de transférer automatiquement les mesures prises pendant la consultation directement dans le dossier patient, sans aucune ressaisie manuelle.

Gain de temps : Les informations (tension artérielle, ECG, oxymétrie, etc.) sont envoyées instantanément dans votre logiciel de gestion cabinet

Fiabilité et précision : Toutes les données sont transférées avec précision, garantissant des dossiers patients complets et fiables.

Facilité d'intégration : Kligo s'intègre facilement avec votre matériel médical connecté et votre logiciel professionnel

Compatibilité élargie : Fonctionne avec des logiciels reconnus comme MediStory, Dr Santé ou encore MediLink.

Pour utiliser cet appareil disposant de la licence Kligo, il faudra ajouter le dongle qui assure la sécurité du transfert des données.

Pour en savoir plus sur Kligo, contactez votre conseillère Robé Médical-Kligo : emilie.a@robe-medical.com

Caractéristiques :

- Plateforme antidérapante en verre trempé pour un style élégant et une durabilité accrue.
- Jusqu'à plusieurs utilisateurs pour une expérience personnalisée de toute la famille.
- Écran LED HD rétroéclairé offrant une lecture claire des mesures, même dans des conditions de faible luminosité.
- Alimentée par des piles durables, offrant une autonomie prolongée pour une utilisation sans souci.

Fonctionnalités :

La solution Kligo permet aux professionnels de la santé de transférer automatiquement les données des dispositifs médicaux connectés vers leur logiciel patient. Compatible avec PC et Mac, elle nécessite uniquement l'utilisation du connecteur Kligo, qui fonctionne avec divers appareils Kligo (tensiomètres, compteurs, oxymètres, balance-toise, analyseur Afinion).

Mesures :

Poids.

IMC (Indice de masse corporel) sur l'application.

Plage de mesure :

Capacité Maximum : 200 kg

Poids net : 1.3 kg

Précision : 0.1 kg

Alimentation : 3 piles AAA 1.5 V

Fonctionnalités additionnelles :

Indication de surcharge ou de faible charge

Arrêt automatique après 10 secondes sans utilisation

Normes :

RED Directive : 2014/53/EU

LVD Directive : 2014/35/EU

EMC Directive : 2014/30/EU

RED : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

LVD : EN 62479 : 2010

EN 62368-1 : 2014

EMC : EN 301 489-1 V2.2.2 (2019-09)

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)