

Fahrenheit  
médical



### Balance impédancemètre F-180 Fahrenheit Medical - Portée 180 Kg

Pèse-personne haute précision, analyseur de composition corporelle: poids, masse grasseuse, masse musculaire, masse hydrique, masse osseuse.

Pèse-personne impédancemètre avec plateau en verre trempé sécurit, instructions d'utilisation imprimées dessus.

Capteurs haute précision pour une mesure au plus juste du poids, du pourcentage de masse grasseuse, de masse musculaire, de masse osseuse et de masse hydrique de chaque utilisateur.

Peut enregistrer jusqu'à 10 utilisateurs avec profil personnalisé: sexe, âge, taille.

- Plateau en verre trempé sécurit: 5 mm.
- Écran LCD: 72 x 28 mm.
- Portée: 3 à 180 kg (397lb).
- Graduation : 100g/0.2lb.
- Unité de mesure : en kilogrammes (kg), en livres (lb).
- Capteurs haute précision.
- 3 boutons pour le paramétrage.
- Indicateur du niveau de batterie.
- Allumage par simple contact.
- Arrêt automatique après 10 secondes d'inactivité.
- Pieds anti-dérapants.
- Coloris noir.

Pèse-personne impédancemètre Fahrenheit Médical pour un suivi pondéral de précision jusqu'à 180 Kg.

Dimensions : 280 x 280 x 18 mm.

Poids : 1,5 Kg.

Fonctionne avec une pile bouton 3V (CR2032) fournie.

Garantie 3 ans.

**Le pèse personne impédancemètre F-180 FAHRENHEIT MEDICAL est une exclusivité de Robé Médical.**

***Ce pèse-personne impédancemètre ne convient pas pour être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical, les femmes enceintes, personnes souffrant d'œdèmes ou d'ostéoporose, personnes sous dialyse, les personnes sous traitement cardio-vasculaire.***